

دليل البدء السريع – CURALITE

CURALITE! شكرًا لاختياركم
. يغطي هذا الدليل كل ما تحتاجه في يومك الأول

خطوات التثبيت

1. (CuraLite_Setup.exe) انقر نقرًا مزدوجًا على ملف التثبيت.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. عند اكتمال التثبيت، سيتم إنشاء اختصار على سطح المكتب باسم "CuraLite".
4. لبدء التطبيق CuraLite انقر نقرًا مزدوجًا على اختصار.
5. تحذيرًا أمنيًا في المرة الأولى Windows ملاحظة: قد يُظهر "هذا طبيعي للبرامج الجديدة. انقر على "مزيد من المعلومات" ثم "تشغيل على أي حال".

أول تشغيل والتسجيل

. تظهر استمارة التسجيل، CuraLite في المرة الأولى لتشغيل

:املأ الحقول التالية:

- اسم المتجر
- العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني
- الرقم الضريبي (اختياري)
- اسم المستخدم وكلمة مرور المدير
- حساب المحاسب (اختياري)

. المدير يتمتع بصلاحيات كاملة
المحاسب يقوم بالعمليات اليومية ولا يمكنه الدخول إلى الإعدادات
". بعد إكمال الاستمارة، انقر على "إكمال التسجيل

تسجيل الدخول

. بعد التسجيل، تظهر شاشة الدخول

. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمدير

ملاحظة: يمكن للمدير إنشاء مستخدمين إضافيين لاحقًا من علامة تبويب الإعدادات.

الفترة التجريبية المجانية (21 يومًا)

بفترة تجريبية مجانية مدتها 21 يومًا مع جميع الميزات مفتوحة. يظهر CuraLite يبدأ شريط في أعلى النافذة يعرض الأيام المتبقية.

. خلال الفترة التجريبية دون أي دفع أو تفعيل CuraLite يمكنك مواصلة استخدام

تفعيل الترخيص

:عندما تكون مستعدًا للشراء أو عند انتهاء الفترة التجريبية

1. انقر على شريط التجربة في أعلى النافذة.

- (.أو انقر عليه في أي وقت خلال التجربة للشراء مكرراً)
2. تظهر نافذة التفعيل.
3. أدخل اسم متجرك بالضبط ومفتاح الترخيص الذي استلمته عبر البريد الإلكتروني.
4. "انقر على "فعل الآن".

CuraLite بعد التفعيل الناجح، يختفي الشريط ويُفتح بشكل دائم.

5. إعداد معلومات المتجر

.تظهر تفاصيل متجرك على كل فاتورة. تأكد من صحتها.

1. اذهب إلى علامة تبويب الإعدادات (للمدير فقط).
2. "افتح قسم "معلومات الشركة".
3. حدّث اسم المتجر والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني والرقم الضريبي.
4. "انقر على "حفظ".

6. إضافة الموظفين (مدير ومحاسب)

:نوعين من المستخدمين CuraLite يوفر

- المدير: وصول كامل - المخزون والمبيعات والتقارير والإعدادات وإدارة المستخدمين.
- المحاسب: العمليات اليومية فقط. لا يصل إلى الإعدادات -

:لإضافة مستخدم جديد

1. اذهب إلى علامة تبويب الإعدادات (للمدير فقط).
2. "افتح قسم "المستخدمون".
3. "انقر على "إضافة مستخدم".
4. أدخل اسم المستخدم والاسم الكامل وكلمة المرور والدور.
5. احفظ.

.أعط المحاسب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

7. إضافة الأدوية

.تحتوي علامة تبويب المخزون على كتالوجك الكامل

:لإضافة دواء

1. اذهب إلى علامة تبويب المخزون.
2. "انقر على "إضافة دواء".
3. املأ:
 - الاسم (بالعربية و/أو الإنجليزية)
 - الفئة ورقم الدفعة
 - الكمية والحد الأدنى للمخزون
 - سعر البيع وسعر الشراء
 - تاريخ الانتهاء
 - المورد (اختياري)
 - الباركود (اختياري)
4. "انقر على "حفظ".

: نصيحة الباركود

- إذا كان المنتج يحتوي على باركود من الشركة المصنعة، امسحه بجهاز قارئ
- الباركود إلى حقل الباركود
- (EAN-13) إذا لم يكن لديه باركود، انقر على "توليد" لإنشاء رمز داخلي فريد
- يمكنك طباعته ولصقه على المنتج

8. البيع (نقطة البيع)

.علامة تبويب نقطة البيع هي شاشة مبيعاتك اليومية

:الطريقة الأسرع – المسح

1. اذهب إلى علامة تبويب نقطة البيع.
2. ضع المؤشر في حقل "الباركود" في الأعلى.
3. امسح المنتج بجهاز قارئ الباركود.
4. يُضاف الدواء إلى السلة فورًا مع صوت تنبيه.

:الطريقة اليدوية

1. اكتب اسم الدواء في خانة البحث.
2. انقر نقرًا مزدوجًا على المنتج في جدول النتائج.
3. يُضاف إلى السلة.

:تعديل الكمية

- انقر على أزرار "+" أو "-" لزيادة أو تقليل الكمية بمقدار 1.
- أو انقر نقرًا مزدوجًا على خلية الكمية في السلة - و اكتب الرقم مباشرة

:إتمام عملية البيع

1. اختر العميل (أو اترك "عميل عابر").
2. طبق الخصم والضريبة إذا لزم الأمر.
3. اختر طريقة الدفع (نقدًا، بطاقة، تأمين).
4. أدخل المبلغ المدفوع.
5. "انقر على" إتمام البيع.
6. تلقائيًا PDF تفتح فاتورة.

CuraLite تظهر الفاتورة باللغة التي تستخدمها حاليًا في (العربية أو الإنجليزية).

9. المرتجعات إلى الموردين

:عندما تنتهي صلاحية الأدوية أو تتلف، لإرجاعها إلى المورد

1. اذهب إلى علامة تبويب المخزون.
2. اختر الدواء.
3. "انقر على" إرجاع دواء.
4. امسح باركود المنتج للتحقق (اختياري لكن موصى به – يؤكد أنك تُرجع الدواء الصحيح).
5. أدخل الكمية، واختر المورد، واختر السبب.
6. "انقر على" إرجاع.

.يُعدّل المخزون تلقائيًا ويُسجّل الإرجاع

10. النسخ الاحتياطي لبياناتك (مهم جدًا)

:كل شيء في ملف واحد CuraLite يحفظ

medical_store.db

:الموقع على جهازك

C:\Users\اسمك\AppData\Local\CuraLite_internal\

:لنسخ الاحتياطي

1. بالكامل CuraLite أغلق .
2. أو قرص صلب USB إلى قرص medical_store.db انسخ ملف خارجي أو مجلد سحابي .

:للاستعادة

1. CuraLite أغلق .
2. ، انسخ ملف النسخة الاحتياطية إلى نفس المجلد medical_store.db واستبدل الملف الحالي .

موصى به: انسخ احتياطيًا مرة على الأقل أسبوعيًا ، ودائمًا قبل إجراء تغييرات كبيرة .

اختيار اللغة 11.

.اللغتين العربية والإنجليزية بالكامل CuraLite يدعم

:لتبديل اللغة

- افتح قائمة "اللغة" في شريط القوائم العلوي .
- "أو" العربية "English" اختر .

.تتبدل جميع الشاشات والقوائم وإلфواتير والتقارير فورًا .
.كما يستخدم الوضع العربي تخطيطًا من اليمين إلى اليسار .

الحصول على المساعدة 12.

البريد الإلكتروني: info@omnietec.com
الموقع الإلكتروني: www.omnietec.com

:عند التواصل معنا ، من المفيد تضمين

- اسم متجرك
- وصف موجز لما كنت تحاول القيام به
- رسالة الخطأ بالضبط (لقطة الشاشة تساعد كثيرًا) -

شكرًا لاختياركم - نتمنى أن يخدم
!متجركم بأفضل شكل CuraLite